

It

Lengvasvoris neįgaliojo vežimėlis

Modelis 1.750 Eurochair

Naudojimo instrukcija



CE

MEYRA®

Turinys

Apžvalga	4
Naudojamo ženklavimo reikšmė	5
Įvadas	5
Modelių sąrašas	5
Indikacijos / kontraindikacijos	5
Įsigijimas	6
Paskirtis	6
Naudojimas	6
Neįgaliojo vežimėlio sulankstymas / išlankstymas / nešimas	7
Pritaikymas	8
Derinimas su kitų gamintojų gaminiais	8
Pakartotinis naudojimas	8
Naudojimo trukmė	8
Stabdys	9
Spaudžiamasis stabdys naudotojui	9
Stabdžių užfiksavimas	9
Stabdžių atlaisvinimas	9
Darbiniai stabdžiai	9
Lydinčiojo asmens valdomas būgninis stabdys	9
Darbinio stabdžio funkcija	9
Stabdymo svirties ilginamoji dalis	10
Kojų atramos	10
Kulnų diržas	10
Kulnų diržo nuėmimas	10
Kulnų diržo uždėjimas	10
Kulnų diržo ilgio nustatymas	10
Kojų atramos apatinė dalis	10
Pėdų plokštelės	10
Kojų atramos viršutinė dalis	10
Kojų atramų pasukimas į išorę	10
Kojų atramų pasukimas	11
Kojų atramų nuėmimas	11
Kojų atramų įkabinimas	11


Mechaninė reguliuojamo aukščio kojų atrama	11
Kojų atramos pakėlimas / nuleidimas	11
Porankiai	11
Porankio nuėmimas	12
Porankio įstatymas	12
Porankio užlenkimas į viršų	12
Porankio aukščio reguliavimas	12
Nugaros atlošas	12
Pritaikomasis atlošas	12
Nugaros pagalvėlės nuėmimas	13
Nugaros pagalvėlės uždėjimas	13
Reguliuojamo kampo nugaros atlošas	13
Sėdynė	13
Stūmimo rankenos	13
Stūmimo rankenos su vamzdžio kreipiamąja	13
Stūmimo rankenų aukščio reguliavimas	13
Ratai	14
Varantieji ratai	14
Manevravimo ratukai	14
Atraminiai ratukai	14
Atraminio ratuko ilgis	14
Įstatomieji atraminiai ratukai	14
Atraminų ratukų nuėmimas / įstatymas	15
Stumiamieji ratlankiai	15
Neįgaliojo vežimėlio valdymas	15
Terapijoms skirta plokštė	15
Prilaikymo diržas	15
Ramentų laikiklis	16
Stovo išėmimas ir įstatymas	16
Pagrindinės saugos nuorodos	16
Lydintysis asmuo	17
Persėdimas iš neįgaliojo vežimėlio	17
Daiktų siekimas	17

Nuokalnės, įkalnės arba pasviras važiavimo kelias	17
Kliūčių įveikimas	18
Neįgaliojo vežimėlio pakrovimas	18
Transportavimas transporto priemonėse	18
Tuščio neįgaliojo vežimėlio apsauga transportuojant	19
Asmenų gabenimas transporto priemone	19
Pervežimas viešuoju transportu	19
Važiavimas viešaisiais keliais	19
Valymas	20
Dengiamasis sluoksnis	20
Dezinfekavimas	20
Remonto darbai	20
Remontas	20
Priežiūra	21
Atsarginės dalys	21
Nuorodos, jei nenaudojama ilgesnį laiką	21
Utilizavimas	21
Techninė priežiūra	21
Techninės priežiūros darbai	21
Techninės priežiūros planas	22
Techniniai duomenys	23
Padangų pripildymo slėgis naudojant pneumatines padangas	24
Taikyti standartai	24
Modelio „1.750 Eurochair“ duomenys pagal ISO standartą	24
Kiti modelio „1.750 Eurochair“ techniniai duomenys	25
Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė	25
Prie neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė	26
Identifikacinėje plokštelėje pateiktų simbolių reikšmė	26

Atsakomybė už trūkumus / garantija	27
Patikros patvirtinimas	28
Atsakomybės už trūkumus / garantijos skirsnis	29
Patikros patvirtinimas norint perduoti	29

APŽVALGA

Apžvalgoje pateikiami svarbiausi neįgaliojo vežimėlio komponentai.




Poz. Pavadinimas

- | | |
|---|---|
| (I) Stūmimo rankena | (VIII) Vairuojamasis ratas |
| (II) Nugaros atlošas | (IX) Identifikacinė plokštelė (ant dvigubo skersinio) |
| (III) Porankis | (X) Varantysis ratas |
| (IV) Šoninė dalis / drabužių apsauga | (XI) Stumiamieji ratlankiai |
| (V) Sėdynės diržas / sėdėjimo pagalvėlė | (XII) Užfiksavimo mygtukas įstatomojoje ašyje |
| (VI) Kojų atramos fiksavimo svirtis | (XIII) Stabdymo svirtis – spaudžiamasis stabdys |
| (VII) Pėdų atrama / pėdų plokštelės, padalyta | |

NAUDOJAMO ŽENKLINIMO REIKŠMĖ

Privaloma laikytis tam tikra spalva pažymėtų saugos nuorodų!

-  Šiuo simboliu žymimos nuorodos ir rekomendacijos.
- [] Nuoroda į paveikslėlio numerį.
- () Nuoroda į paveikslėlyje pavaizduotus funkcinius elementus.

ĮVADAS

Prieš pradėdami eksploatuoti pirmą kartą perskaitykite šį dokumentą.

Jūsų platintojas turėtų Jus papildomai instrukuoti, kaip naudoti šį neįgaliojo vežimėlį.

Pateikta naudojimo instrukcija padės Jums susipažinti su neįgaliojo vežimėlio naudojimu ir išvengti nelaimingų atsitikimų.

-  Vaizduojami įrangos variantai gali neatitikti Jūsų modelio.

Tam yra paruoštas skyrius su parinktimis, kurių gali nebūti Jūsų pasirinktame neįgaliojo vežimėlyje. Tiekiamų parinkčių ir priedų sąrašą rasite savo neįgaliojo vežimėlio užsakymo formoje.

Regėjimo negalią turintys asmenys šiuos PDF formatu pateikiamus failus su papildoma informacija apie mūsų gaminius ras mūsų interneto svetainėje adresu:

< www.meyra.com >.

-  Jei reikės, kreipkitės į platintoją.

Naudotojai su regos sutrikimu gali paprašyti, kad dokumentus perskaitytų padėjėjas.

Reguliariai pasidomėkite informacija apie gaminių saugą ir galimas mūsų gaminių atšaukimo akcijas bei bendrąsias naudojimo nuorodas, kurios pateikiamos mūsų interneto svetainės skirtuke < *Information center* > (Informacijos centras):

< www.meyra.com >.

Mes sukūrėme gaminį, kuris atitinka medicinos prietaisams keliamus techninius ir įstatymų reikalavimus. Norėdami pranešti apie sunkius nenumatytus įvykius, kurių vis dėlto nepavyksta išvengti, rašykite mūsų el. pašto adresu < info@meyra.de > ir informuokite kompetentingą šalies narės įstaigą.

MODELIŲ SĄRAŠAS

Ši naudojimo instrukcija skirta toliau nurodytam modeliui:

Modelis 1.750

INDIKACIJOS / KONTRAINDIKACIJOS

Atsiradus alerginėms reakcijoms, odos paraudimui ir (arba) nuspaudimui naudojant neįgaliojo vežimėlį būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Siekiant išvengti kontaktinės alergijos, rekomenduojame neįgaliojo vežimėlį naudojant uždengti uždangalu.

Be kita ko, neįgaliojo vežimėlis yra tinkama pagalba turint didelę judėjimo negalią ar esant smarkiai apribotoms galimybėms vaikščioti, pvz.:

- paralyžius,
- kūno dalių defektai ar deformacijos,
- prarastos kūno dalys,
- sąnarių pažeidimai ar kontraktūros,
- kiti susirgimai (žymi, visiška judėjimo negalia / negalėjimas vaikščioti dėl struktūrinių ir (arba) funkcinių apatinių galūnių pažeidimų, taip pat dėl amputacijos, susižalojimo pasekmių, dėl kaulų ir raumenų ligų atsiradus judesių sutrikimams ir pan.).

Nurodytu neįgaliojo vežimėliu pasirūpinant asmeniškai taip pat reikia atkreipti dėmesį į neįga-

liojo asmens fizinę ir psichinę būklę, jo amžių, asmenines gyvenimo sąlygas ir jo aplinką.

Tai galioja ir asmeniui, besinaudojančiam neįgaliojo vežimėliu, ir padedančiam lydinčiam asmeniui.

Kvalifikuotas asmuo (medicinos prietaisų konsultantas, reabilitacijos konsultantas ar kt.) kiekvienu atveju turėtų vežimėlį patikrinti, išbandyti ir suderinti pagal individualius reikalavimus, priklausančius nuo ligos pobūdžio. Taip pat privaloma įsitikinti, kad asmenys, atitinkantys kontraindikacijose nurodytas sąlygas, tam tikrais atvejais turi kognityvinių ir fizinių gebėjimų bei jų moralinės savybės leidžia valdyti neįgaliojo vežimėlį.

Neįgaliojo vežimėliu negalima naudotis negebant sėdėti.

Neįgaliojo vežimėliu be lydinčiojo asmens naudotis draudžiama:

turint nekontroliuojamų pusiausvyros sutrikimų, suvokimo sutrikimų, netekus didelės abiejų rankų dalies, esant abiejų rankų sąnarių kontraktūroms / pažeidimams, esant daliniam arba visiškam aklumui.

- ☞ Dėl šių ir kitų galimų rizikų naudojant gaminį pasitarkite su savo gydytoju, terapeutu ar platintoju.

ĮSIGIJIMAS

Savo gamykloje mes patikriname kiekvieno gaminio kokybę ir supakuojame jį į specialią kartoninę dėžę.

- ☞ Tačiau mes norėtume paprašyti gavus neįgaliojo vežimėlį, geriausia dar neišvykus atgabenusiam asmeniui, patikrinti, ar transportuojant nebuvo padaryta žalos.
- ☞ Reikėtų išsaugoti neįgaliojo vežimėlio pakuootę, kad prireikus transportuoti būtų galima ją panaudoti ir vėliau.

PASKIRTIS

Ši vežimėlių grupė naudojama savarankiškai judėti asmenims arba važiuoti vežant lydinčiam asmeniui.

Tai yra suaugusiesiems skirtas neįgaliojo vežimėlis.

NAUDOJIMAS

Turint fizinę negalią, pvz., aklumą, ir norint savarankiškai valdyti neįgaliojo vežimėlį, būtina gauti gebėjimo vairuoti pažymėjimą.

Nelieskite besisukančių ratų stipinų ir riedėjimo paviršių. – Pavojus susižaloti!

Varydami neįgaliojo vežimėlį nekiškite rankų tarp spaudžiamojo stabdžio ir padangų. – Pavojus susižaloti!

Stenkitės nevaryti neįgaliojo vežimėlio per smarkiai. – Kyla pavojus persiversti arba pakrypti!

Nenaudokite neįgaliojo vežimėlio, jei nesumontuotos kojų atramos bei ranktūrių bloka!

Kai kurios neįgaliojo vežimėlio konstrukcijos gali būti didesnių matmenų nei avarinių išėjimų matmenys. Visada patikrinkite, ar savo neįgaliojo vežimėliu galėsite išvažiuoti per esamus avarinius išėjimus.

Neįgaliojo vežimėlis naudojamas ant lygaus, tvirto pagrindo ir gali būti pritaikytas, kaip aprašyta toliau:

- vidaus patalpose (pvz., bute, dienos centre),
- lauke (pvz., važiuoti sutvirtintais parkų keliais),
- kaip pagalbinė priemonė keliaujant (pvz., autobusu ir traukiniu),
 - ☞ Tam tikrų matmenų (bendrojo aukščio, bendrojo pločio, bendrojo ilgio, sukimosi trajektorijos) neįgaliojo vežimėliai nėra pritaikyti transportuoti traukiniu.
 - ☞ Prieš transportuodami pasidomėkite galimais apribojimais.
- Transportuoti lėktuvu leidžiama tik priemontavus PU padangas.
 - ☞ Prieš transportuodami pasidomėkite galimais skrydžių bendrovės taikomais apribojimais.
- Apsaugokite neįgaliojo vežimėlį nuo ekstremalių temperatūrų ir kenksmingų oro sąlygų, pvz., saulės spindulių, didelio šalčio, druskingo vandens.
- smėlis ir kitokios nešvarumų dalelės gali užblokuoti judančias dalis, todėl jos neveiks.
- Neįgaliojo vežimėlį varykite tik sukdami varančiųjų ratų stumiamuosius ratlankius.

Neleiskite Jūsų nešti neįgaliojo vežimėlyje jį pakeliant nuo žemės. Gali atsilaisvinti nepritvirtintos konstrukcinės dalys, pvz., šoninės dalys arba kojų atramos, todėl kyla pavojus iškristi.

☞ Neįgaliojo vežimėlis – tai transportavimo, o ne nešimo priemonė.

Neįgaliojo vežimėlį naudokite tik pagal skyriuje skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 23 psl. pateiktas specifikacijas ir laikydamiesi ribinių verčių.

NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIO SULANKSTYMAS / IŠLANKSTYMAS / NEŠIMAS

Jūsų neįgaliojo vežimėlis sulankstomas be įrankių.

1. Nuimkite sėdynės pagalvėlę, jei ji yra.
2. Nuimkite kojų atramas arba į viršų užlenkite abi pėdų plokšteles.
3. Priekyje ir gale per vidurį esantį sėdynės diržą patraukite į viršų.
4. Jei reikia, nuimkite dvigubo stumiamojo ratlankio pavaros jungiamąjį strypą arba stūmimo strypą.

Sulankstyta neįgaliojo vežimėlį galima nešti.

Tam iš priekio per apačią įkiškite dilbį į sulankstyta sėdynės diržą. Kad būtų lengviau, kitą ranką įkiškite po galine sėdynės diržo kilpa.

Pakelkite neįgaliojo vežimėlį horizontaliai.

Norėdami išlankstyti neįgaliojo vežimėlį, šiek tiek pakreipkite jį į šoną. Pusėje, kuri pastatyta ant žemės, sėdynės vamzdį stumkite iki galo žemyn.

- ☞ Tai atliekant gali prireikti abu sėdynės vamzdžius paspausti ranka.
- ☞ Įsitinkinkite, kad sėdynės vamzdis tinkamai įsistatė į atramą.

PRITAIKYMAS

Pritaikymo, nustatymo ir remonto darbus leidžiama atlikti tik platintojui.

Neįgaliojo vežimėlį galima pritaikyti pagal individualius naudotojo kūno matmenis. Prieš naudojant pirmą kartą, neįgaliojo vežimėlį turi pritaikyti platintojas, kuris turėtų informuoti ir apie Jūsų neįgaliojo vežimėlio funkcijas. Tai atliekant atsižvelgiama į naudotojo mokėjimą važiuoti, fizines savybes ir pagrindinę neįgaliojo vežimėlio naudojimo vietą. Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą patikrinkite neįgaliojo vežimėlio funkcijas.

☞ Mes rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar neįgaliojo vežimėlis tinkamai pritaikytas, kad būtų galima vežimėlį naudoti ilgą laiką ir optimaliai net ir pasikeitus naudotojo ligos / neįgalumo aplinkybėms. Rekomenduojama pritaikyti kas 6 mėnesius.

DERINIMAS SU KITŲ GAMINTOJŲ GAMINIAIS

Bet koku būdu atliekamas neįgaliojo vežimėlio derinimas su kitų gamintojų tiekiamais komponentais traktuojamas kaip neįgaliojo vežimėlio konstrukcijos pakeitimas. Norėdami priderinti kitus komponentus, kreipkitės į mus, kad sužinotumėte, ar tai yra įmanoma.

Papildomos ir priekyje jungiamos pavaros

Įmontavus papildomas ir priekyje jungiamas pavaras ženkliai pasikeičia neįgaliojo vežimėlio konstrukcija. Atlikus pakeitimus neįgaliojo vežimėlio atitikties deklaracija netenka galios.

☞ Papildomos arba priekyje jungiamos pavaros tiekėjas privalo pateikti šio derinio atitikties galiojančią Medicinos prietaisų direktyvai / Medicinos prietaisų reglamentui patvirtinimą. Tiekėjas taip atsako už dokumentus, kurie turi būti pridedami prie medicininių gaminių derinio.

PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS

Neįgaliojo vežimėlį galima naudoti pakartotinai. Neįgaliojo vežimėlio modulinę konstrukciją galima pritaikyti esant įvairiems neįgalumo pobūdžiams ir kūno gabaritams. Prieš kiekvieną pakartotinį naudojimą reikia kruopščiai patikrinti visą neįgaliojo vežimėlio konstrukciją.

☞ Prieš pakartotinį naudojimą reikia imtis būtinų, patvirtintame higienos plane nurodytų higienos priemonių bei dezinfekuoti.

Platintojui skirtoje priežiūros instrukcijoje pateikiama informacijos apie Jūsų neįgaliojo vežimėlio pakartotinį naudojimą ir apie tai, kiek kartų vežimėlį galima naudoti pakartotinai.

NAUDOJIMO TRUKMĖ

Mes numatėme, kad Jūsų neįgaliojo vežimėlis turėtų būti naudojamas vidutiniškai 4 metus, jei jis būtų naudojamas pagal paskirtį bei atliekant visus nurodytus techninės priežiūros ir apžiūros darbus. Jūsų neįgaliojo vežimėlio naudojimo trukmė priklauso nuo naudojimo dažnumo, naudojimo aplinkos ir jo priežiūros. Naudojant atsargines dalis neįgaliojo vežimėlio naudojimo trukmė gali būti ilgesnė. Atsarginių dalių dažniausia galima įsigyti dar 5 metus nuo gaminių gamybos pabaigos.

☞ Nurodytos naudojimo trukmės negalima traktuoti kaip papildomos garantijos.

STABDYS

Sumažėjus stabdymo galiai būtina nedelsiant kreiptis į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų stabdį.

Neįgaliojo vežimėlius su PU (poliuretano) padangomis statant ilgesniam laikui, reikėtų neįjungti spaudžiamųjų stabdžių, nes gali atsirasti liekamųjų eigos paviršių deformacijų.

Užfiksavus stabdžius stabdymo svirtimi (skaitykite sk. 1, 30 psl.), neįgaliojo vežimėlis (stovėjimo stabdžiu) yra apsaugotas nuo netikėto nuriedėjimo.

Atsižvelgiant į konstrukciją, neįgaliojo vežimėlyje gali būti įrengti spaudžiamieji stabdžiai [skaitykite sk. 2, 30 psl.] arba būgniniai stabdžiai [skaitykite sk. 3, 30 psl.].

Spaudžiamasis stabdys naudotojui

Stabdžių užfiksavimas

Norėdami užfiksuoti neįgaliojo vežimėlį, kad jis nepradėtų riedėti netikėtai, abi stabdymo svirtis pastumkite iki galo į priekį [skaitykite sk. 4, 30 psl.].

☞ Užfiksavus stabdžius negali būti įmanoma pastumti neįgaliojo vežimėlį.

Stabdžių atlaisvinimas

Abi stabdžių svirtis atlenkite iki galo atgal [skaitykite sk. 2, 30 psl.].

Darbiniai stabdžiai

Neįgaliojo vežimėlis stabdomas stumiamaisiais ratlankiais.

☞ Stabdant neįgaliojo vežimėlį reikėtų mūvėti tinkamas pirštines.

Lydinčiojo asmens valdomas būgninis stabdys

Lydintysis asmuo būgninį stabdį [skaitykite sk. 3, 30 psl.] aktyvina stabdymo svirtimi [skaitykite sk. 5, 30 psl.].

Darbinio stabdžio funkcija

Norėdami neįgaliojo vežimėlį pristabdyti, tolygiai šiek tiek paspauskite abi stabdymo svirtis.

Būgninių stabdžių užfiksavimas

Patraukite abu stovėjimo stabdžius (skaitykite sk. 5, 30 psl.) ir į priekį pastumkite fiksatorių (skaitykite sk. 6, 30 psl.).

Atleiskite stabdymo svirtį. – Atsižvelgiant į nustatymą, fiksatorius užfiksuoja pirmojoje (skaitykite sk. A, 30 psl.) arba antrojoje (skaitykite sk. B, 30 psl.) užfiksavimo padėtyje ir užfiksuoja stabdį.

☞ Jei reikia stabdį užfiksuoti trečioje užfiksavimo padėtyje (skaitykite sk. C, 30 psl.), tuomet stabdys turi būti pareguliuotas specializuotose dirbtuvėse.

Būgninių stabdžių atfiksavimas

Traukite abi stabdymo svirtis [skaitykite sk. 5, 30 psl.] tol, kol fiksatorius (skaitykite sk. 6, 30 psl.) savaime atsilaisvins iš blokavimo vietų.

Atfiksukite abi valdymo svirtis. – Stovėjimo stabdžiai atfiksuoti ir neįgaliojo vežimėlis vėl gali važiuoti.

Stabdymo svirties ilginamoji dalis

Nesiremkite į stabdymo svirties rankenas.

Važiuodami neištraukite stabdymo svirties ilginamosios dalies. – Nelaimingų atsitikimų pavojus per daug ištraukus stabdymo svirties ilginamąją dalį.

Įstatyta stabdymo svirtis padidina stabdymo jėgą ir sumažina jėgos, kurios reikia stabdžiams užfiksuoti, poreikį (skaitykite sk. 7, 30 psl.).

☞ Norėdami įkelti / iškelti iš neįgaliojo vežimėlio, ištraukite iš stabdymo svirčių stabdymo svirties ilginamąją dalį.

☞ Neįgaliojo vežimėlį naudokite tik įstatę stabdymo svirties ilginamąsias dalis.

KOJŲ ATRAMOS

Prieš pradėdant reguliuoti kojų atramas, reikia apsaugoti neįgaliojo vežimėlį nuo netikėto pariedėjimo.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Stabdys*, 9 psl..

Kulnų diržas

Nevažiuokite neprimontavę kulnų diržo. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Kulnų diržas (skaitykite sk. 8, 30 psl.) neleidžia pėdoms nuslysti atgal nuo pėdų plokštelių.

Kulnų diržo nuėmimas

Norint nuimti, kulnų diržas nuimamas nuo tvirtinimo tiltelio (skaitykite sk. 9, 30 psl.) arba prieš atplėšiant lipuką nuimamas nuo įstatomojo vamzdžio (skaitykite sk. 10, 30 psl.).

Kulnų diržo uždėjimas

Norint uždėti, kulnų diržo kilpa stumiami ant tvirtinimo tiltelio (skaitykite sk. 9, 30 psl.) arba kulnų diržas juosiamas aplink įstatomąjį vamzdį (skaitykite sk. 10, 30 psl.) ir pritvirtinamas užsegant lipuką.

Kulnų diržo ilgio nustatymas

Kulnų diržo ilgis pareguliuojamas ties tam tikru reikiamu ilgiu užsegant lipuką.

Kojų atramos apatinė dalis

Norėdami įlipti arba išlipti, užlenkite pėdų atramą į viršų [skaitykite sk. 11, 31 psl.].

☞ Atkreipkite dėmesį į prispaudimo vietas!

– Nuimkite abi kojas nuo pėdų plokštelių.

☞ Prieš pradėdant važiuoti reikia vėl nuleisti pėdų plokšteles [skaitykite sk. 12, 31 psl.].

Pėdų plokštelės

Pėdų plokšteles galima atlenkti į išorę aukštyn [skaitykite sk. 11, 31 psl.] arba į vidų žemyn [skaitykite sk. 12, 31 psl.].

Kojų atramos viršutinė dalis

Kojų atramos viršutinė dalis su įstatyta kojų atramos apatine dalimi vadinama kojų atrama.

Kojų atramų pasukimas į išorę

Pasuktos kojų atramos automatiškai atfiksuojamos ir gali lengvai iškristi. Į tai atkreipkite dėmesį atlikdami tolesnius veiksmus (pvz., transportuodami).

Kad būtų lengviau atsisėsti į neįgaliojo vežimėlį / iš jo išlipti bei privažiuoti arti, pvz., prie spintos, lovos ar vonios, kojų atramą galima pasukti į vidų / išorę [skaitykite sk. 13, 31 psl.].

Norėdami pasukti kojų atramas, užlenkite į viršų pėdų plokšteles.

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramos apatinė dalis*, 10 psl..

Paskui norėdami užfiksuoti patraukite atitinkamą svirtį (skaitykite sk. 14, 31 psl.) arba (skaitykite sk. 15, 31 psl.) atgal arba ją paspauskite ir atlenkite atitinkamą kojų atramą.

Kojų atramų pasukimas

Norėdami pasukti, turite lenkti kojų atramas į priekį, kol išgirsite, kad fiksatorius užsifiksavo [skaitykite sk. 11, 31 psl.].

☞ Kai pasukdami išgirsite, kad kojų atrama užsifiksavo, patikrinkite atitinkamą fiksatorių / blokuotę.

☞ Vėliau perskaitykite skaitykite sk. *Kojų atramos apatinė dalis*, 10 psl..

Kojų atramų nuėmimas

Nuėmus kojų atramas kyla didesnis pavojus, kad vežimėlis pakryps atgal.

Kad būtų lengviau atsistoti iš neįgaliojo vežimėlio / į jį atsisėsti ir neįgaliojo vežimėlis būtų trumpesnis (tai svarbu transportuojant), galima nuimti kojų atramas [skaitykite sk. 16, 31 psl.].

Norėdami nuimti, pirmiausia atlenkite kojų atramą [skaitykite sk. 13, 31 psl.] ir paskui nuimkite traukdami į viršų [skaitykite sk. 17, 31 psl.].

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramų pasukimas į išorę*, 10 psl..

☞ Atkreipkite dėmesį į galimą pavojų prispausti!

Kojų atramų įkabinimas

Norėdami įkabinti, pasukite kojų atramas į šoną, lygiagrečiai su priekiniu rėmo vamzdžiu ir įstumkite žemyn. – Tai atliekant laikantysis kakliukas turi įsistatyti į rėmo vamzdį.

☞ Įkabinę kojų atramas pasukite jas atgal [skaitykite sk. 11, 31 psl.].

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramų pasukimas*, 11 psl..

Mechaninė reguliuojamo aukščio kojų atrama

Atlikdami nustatymo darbus laisva ranka niekada nelieskite reguliavimo mechanizmo. Nurodykite lydinčiam asmeniui užfiksuoti kojų atramą, kad ji netikėtai neiškristų.

Stenkitės, kad kojų atrama neiškristų dėl savo svorio. – Pavojus susižaloti!

Kojų atramos pakėlimas / nuleidimas

Prieš pakeliant / nuleidžiant, lydintysis asmuo turi atfiksuoti kojų atramą ją šiek tiek kilstelėdamas.

Paskui atfiksuokite prispaudimo svirtį (skaitykite sk. 18, 31 psl.) ir nurodykite lydinčiam asmeniui lėtai iki pageidaujamo lygio pakelti / nuleisti kojų atramą.

Pareguliuavę vėl stipriai prisukite prispaudimo svirtį (skaitykite sk. 18, 31 psl.).

PORANKIAI

Nekelkite ir neneškite neįgaliojo vežimėlio už porankių.

Nevažiukite neprimontavę porankių.

Neimkite rankomis tarp rėmo ir porankio. – Pavojus prisispausti!

Jei neįgaliojo vežimėlį stumia lydintysis asmuo, naudotojas turi padėti rankas ant porankio pagalvėlės arba ant kelių ir negali jų laikyti šonuose tarp korpuso ir porankio. – Gali būti suspausti pirštai!

Kai persėdant į šoną porankis yra nuimtas, kyla pavojus netyčia paspausti stabdį ir nusitępti drabužius palietus varantįjį ratą.

1 varianto [skaitykite sk. 19, 32 psl.] ir 2 varianto [skaitykite sk. 20, 32 psl.] porankiai (atsižvelgiant į modelį) yra nuimami, jų aukštis yra reguliuojamas ir kartu naudojami kaip atrama rankoms, drabužių apsauga ir apsauga nuo vėjo.

Porankio nuėmimas

Norėdami nuimti porankį, pirmiausia užlenkite į viršų fiksavimo svirtį (skaitykite sk. 21, 32 psl.) ir užlenkite į viršų porankį [skaitykite sk. 22, 32 psl.].

Paskui lenkite porankį į vidų maždaug 90° kampu [skaitykite sk. 23, 32 psl.] ir paskui nuimkite keldami į viršų [skaitykite sk. 24, 32 psl.].

Porankio įstatymas

Pakeltą porankį iš pradžių lenkite į vidų, už nugaros atlošo [skaitykite sk. 23, 32 psl.], paskui iš viršaus įstatykite į kreipiamąją [skaitykite sk. 25, 32 psl.].

Paskui porankį pirmiausia maždaug 90° pasukite į išorę, paskui sukite į priekį ir lenkite į kreipiamąją [skaitykite sk. 26, 32 psl.], pasukite fiksavimo svirtį (skaitykite sk. 21, 32 psl.) žemyn.

Galinis porankio vamzdis turi įsistatyti į antrą pusėje esantį kreipiamosios griovelį (skaitykite sk. 27, 32 psl.).

Porankio užlenkimas į viršų

Norint atsistoti iš neįgaliojo vežimėlio arba į jį atsisėsti, galima pakelti porankį į viršų bei užlenkti jį už nugaros atlošo [skaitykite sk. 23, 32 psl.].

Norėdami nuimti porankį, pirmiausia užlenkite į viršų fiksavimo svirtį (skaitykite sk. 21, 32 psl.) ir užlenkite į viršų porankį [skaitykite sk. 22, 32 psl.].

Paskui lenkite porankį atgal už nugaros atlošo maždaug 90° kampu [skaitykite sk. 23, 32 psl.].

Naudojant modelį su būgniniu stabdžiu, negalima porankio užlenkti už atlošo.

Porankio aukščio reguliavimas

Norėdami nustatyti porankio aukštį, viena ranka prilaikykite atramą rankoms, kad ji netikėtai nenukristų.

Nustatant aukštį, porankis gali užstrigti tarp padangos ir reguliavimo svirties.

Atsižvelgiant į modelį, paminkštintas rankų atramas galima nustatyti vienoje iš 5 aukščio pakopų [skaitykite sk. 28, 33 psl.].

Norėdami pakelti arba nuleisti atramą rankoms, įspauskite mygtuką (skaitykite sk. 29, 33 psl.) ir laikykite, kartu stumdami atramą rankoms į reikiamą aukštį. Paskui stumkite rankos atramą toliau, kol išgirsite, kad fiksatorius užsifiksavo.

Šiek tiek kilstelėdami arba nuleisdami rankos atramą patikrinkite, ar fiksatorius užsifiksavo.

NUGAROS ATLOŠAS

Pritaikomasis atlošas

Per stipriai įtempus įtempimo juostas nepavyks visiškai išlankstyti neįgaliojo vežimėlio!

Atlaisvinkite įtempimo juostas tiek, kad vėl būtų galima visiškai išlankstyti neįgaliojo vežimėlį!

Nugaros juosta įtempama per nugaros srities vamzdžius (skaitykite sk. 30, 33 psl.).

Nugaros juostų įlinkis reguliuojamas lipukais, pritvirtintais ant įtempimo diržų (skaitykite sk. 48, 34 psl.).

Minkštoji dalis (skaitykite sk. 47, 34 psl.) uždedama ant viršaus ir pritvirtinama lipuku.

Nugaros pagalvėlės nuėmimas

Norėdami nuimti, pirmiausia numaukite galinę nugaros pagalvėlės dalį, užlenkite ją į priekį (skaitykite sk. 47, 34 psl.) ir traukite nuo reguliuojamosios nugaros juostos (skaitykite sk. 48, 34 psl.).

Nugaros pagalvėlės uždėjimas

Reguliuojamąją nugaros juosta galima užtikrinti viršutinės kūno dalies stabilumą.

Norėdami uždėti, dėkite nugaros pagalvėlę (skaitykite sk. 47, 34 psl.) per vidurį ant viršutinės įtempimo juostos (skaitykite sk. 48, 34 psl.) ir lipukais pritvirtinkite prie reguliuojamosios nugaros juostos.

- ☞ Kad viršutinis kraštas būtų minkštas, tarp viršutinės įtempimo juostos (skaitykite sk. 48, 34 psl.) ir užlenktos nugaros pagalvėlės (skaitykite sk. 47, 34 psl.) turi likti nedidelis atstumas.
- ☞ Jei naudotojas vėl lenkiasi ant priekinės minkštosios dalies, būtina atkreipti dėmesį į šias nuorodas:
- ☞ Turi būti tolygiai spaudžiamas visas nugaros srities užvalkalas.
- ☞ Ties nugaros srities užvalkalo viršutiniu kraštu tarp pagalvėlės ir nugaros turi būti įmanoma įkišti ranką.

Reguliuojamo kampo nugaros atlošas

Jei galima reguliuoti kampą, padidėja pavojus, kad vežimėlis pakryps, todėl reguliuoti galima tik sumontavus atraminius ratukus.

SĖDYNĖ

Sėdynės diržas įtempiamas išlankstant neįgaliojo vežimėlį.

STŪMIMO RANKENOS

Stūmimo rankenos su vamzdžio kreipiamąja

Stūmimo rankenos [skaitykite sk. 31, 33 psl.] tvirtai įstatytos į nugaros atlošo vamzdį, kad negalėtų susisukti, ir jų aukštį galima nuosekliai reguliuoti iki 10 cm.

Stūmimo rankenų aukščio reguliavimas

Kai prispaudimo svirtis pasukta žemyn, negalima pastumti atitinkamos stūmimo rankenos.

Reguliuojant aukštį didžiausias stūmimo rankenos aukštis yra pasiektas tuomet, kai ant stūmimo vamzdžio matosi žyma.

Viena ranka laikykite reguliuojamą stūmimo rankeną, o kita ranka į horizontalią padėtį pasukite atitinkamą prispaudimo svirtį (skaitykite sk. 32, 33 psl.).

Paskui nustatykite stūmimo rankeną norimame aukštyje ir ją užfiksukite [skaitykite sk. 33, 33 psl.].

- Tam spauskite prispaudimo svirtį žemyn (skaitykite sk. 32, 33 psl.).
- ☞ Paregulavus kiekvieną kartą reikia patikrinti, ar stūmimo rankenos stipriai įtvirtintos; tai atliekama traukiant ir spaudžiant!

RATAI

Padangos pagamintos iš gumos mišinio, todėl ant kai kurios dangos gali palikti sunkiai pašalinamų arba nepašalinamų žymių (pvz., ant plastikinių, medinių grindų arba parketo, kilimų, dangos).

Varantieji ratai

Nenaudokite neįgaliojo vežimėlio, jei neįmontuoti varantieji ratai.

Užmovus varantįjį ratą užfiksavimo mygtukas (skaitykite sk. 34, 33 psl.) turi išsikišti kelis milimetrus iš rato veržlės.

Varantieji ratai užmaunami ant įstatomosios ašies [skaitykite sk. 35, 33 psl.] ir nuimami bei uždedami nenaudojant įrankių.

Tam pirmiausia įspauskite rato stebulės viduryje esančią įstatomosios ašies užfiksavimo mygtuką (skaitykite sk. 34, 33 psl.).

Paskui numaukite arba užmaukite varantįjį ratą.

☞ Jei varančiojo rato šone lieka per didelis tarpas arba neužsifiksuoja įstatomoji ašis, būtina nedelsiant kreiptis į platintoją, kad suremontuotų.

☞ Nuimant arba užmaunant neįgaliojo vežimėlyje negali sėdėti asmuo. Neįgaliojo vežimėlis turi stovėti ant lygaus ir tvirto pagrindo. Prieš išmontuodami ratą saugiai atremkite važiuoklę, kad ji nenuvirstų, ir užfiksukite neįgaliojo vežimėlį, kad jis nenuvirstų ir nepariedėtų.

MANEVRAVIMO RATUKAI

Aktyvius manevravimo ratukus, neįgaliojo vežimėlio nebus galima stabdyti ir užfiksuoti stabdymo svirtimi.

Manevravimo ratukai [skaitykite sk. 36, 33 psl.] suteikia galimybę manevruoti neįgaliojo vežimėliu ankštose patalpose.

☞ Įstačius varančiuosius ratus manevravimo ratukai neveikia.

☞ Pastatę neįgaliojo vežimėlį, turite paspausti manevravimo ratukų stabdžius (skaitykite sk. 37, 33 psl.).

ATRAMINIAI RATUKAI

Tam tikrose situacijose atraminiai ratukai neužtikrina pakankamos apsaugos nuo apsivertimo.

Ypač derinant su trumpa ratų baze ir daugiau nei 4° sėdynės posvyriu.

Žemiau nurodyta, ko negalite daryti:

- Per smarkiai nelenkite atgal viršutinės kūno dalies.
- Nevažiuokite per greitai, ypač judėdami į kalną.

Siekdami užtikrinti kiek įmanoma didesnę apsaugą nuo pakrypimo, niekada nevažiuokite pasukę atraminį ratuką atgal.

Apsaugai nuo pakrypimo kiekvienoje pusėje yra po sulenktą vamzdį su integruotu spaudžiamuoju gaubteliu [skaitykite sk. 38, 33 psl.].

Atraminio ratuko ilgis

Nustatant atraminio ratuko ilgį reikia įspausti spyruoklinį mygtuką (skaitykite sk. 39, 33 psl.) ir ištraukti atraminį ratuką iki reikiamo ilgio.

Įstatomieji atraminiai ratukai

Įstatomuosius atraminius ratukus į apatinį rėmo vamzdį galima įstatyti iš galo [skaitykite sk. 38, 33 psl.].

Atramiųjų ratukų nuėmimas / įstatymas

Norint nuimti / uždėti atraminį ratuką reikia prieš tai įspausti spyruoklinį mygtuką (skaitykite sk. 40, 33 psl.).

STUMIAMIEJI RATLANKIAI

Esant drėgnam orui, rankos gali praslysti ant drėgnų, slidžių stumiamųjų ratlankių.

☞ Jei reikia, naudokite pasirinktinai įsigyjamą ratlankių dangą.

Neįgaliojo vežimėlis varomas varančiųjų ratų stumiamaisiais ratlankiais (skaitykite sk. 41, 33 psl.).

Neįgaliojo vežimėlio valdymas

Norėdami važiuoti tiesiai, turite vienu metu stumti abu stumiamuosius ratlankius.

Važiuodami posūkiu turite sukti tik vieną stumiamąjį ratlankį.

TERAPIJOMS SKIRTA PLOKŠTĖ

Pavojus prispausti užstumiant terapijoms skirtą plokštę!

Aštriabriauniai daiktai (pvz., laikrodžiai, žiedai, peiliai arba dirželių sagtelės) bei stambios dulkės gali ant terapijoms skirtos plokštės palikti gilių griovelių ir įbrėžimų.

Ant terapijoms skirtos plokštės nedėkite karštų daiktų.

Terapijoms skirtą plokštę naudokite tik visiškai ištraukę.

Nevažiukite, jei ant užstumtos terapijoms skirtos plokštės padėta nepritvirtintų daiktų arba skysčių pripildytų indų.

Nesirenkite į priekinę terapijoms skirtos plokštės sritį.

Terapijoms skirtos plokštės nevalykite agresyviomis arba grūdėtomis valymo priemonėmis.

Terapijoms skirtos plokštės nenaudokite neįgaliojo vežimėliui nešti arba manevruoti.

Terapijoms skirta plokštė iš priekio užstumtama per porankio pagalvėles [skaitykite sk. 42, 34 psl.].

☞ Įsitinkinkite, kad terapijoms skirta plokštė saugiai uždėta ant porankių pagalvėlių.

PRILAIKYMO DIRŽAS

Atkreipkite dėmesį, kad po diržo juosta nebūtų prispaustų daiktų!

Prilaikymo diržas nėra neįgaliojo vežimėlio ir (arba) automobiliais vežamų keleivių saugos diržų sistemos dalis.

Prilaikymo diržas [skaitykite sk. 43, 34 psl.] tvirtinamas prie atitinkamo nugaros atlošo vamzdžio.

Prilaikymo diržas naudojamas sėdėjimo padėčiai stabilizuoti ir neleidžia sėdinčiam neįgaliojo vežimėlyje virsti į priekį.

Norėdami prisiegti prilaikymo diržą, traukite abu diržo galus į priekį ir užsekite sagtį taip, kad ji užsifiksuotų.

Norėdami atsegti prilaikymo diržą [skaitykite sk. 43, 34 psl.], įspauskite atleidimo mygtuką (skaitykite sk. 45, 34 psl.) ir ištraukite diržo galus.

☞ Prilaikymo diržo [skaitykite sk. 43, 34 psl.] ilgį galima pareguliuoti. Jis neturėtų būti per daug įtemptas.

RAMENTŲ LAIKIKLIS

Nedelsdami kreipkitės į įgaliotas specializuotas dirbtuves, kad pakeistų sugedusią tvirtinimo juostą arba stovą. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Ramentų laikiklis naudojamas viena ranka valdomiems ramentams ir lazdoms įstatyti.

Atsižvelgiant į transporto priemonės įrangą, ramentai įstatomi į stovą [skaitykite sk. 50, 34 psl.] ir pritvirtinami tvirtinimo juosta [skaitykite sk. 49, 34 psl.].

Ramentus į stovą galima įstatyti ir stumiant iš viršaus per prisegtą tvirtinimo juostą [skaitykite sk. 49, 34 psl.] [skaitykite sk. 50, 34 psl.].

Stovo išėmimas ir įstatymas

Norėdami išimti stovą (skaitykite sk. 51, 34 psl.), traukite jį į viršų nuo stovo tvirtinimo vietos.

Norėdami įstatyti stovą, stumkite vidurinį arba vieną iš dviejų išorinių laikiklių iš viršaus iki galo į stovo tvirtinimo vietą [skaitykite sk. 50, 34 psl.].

PAGRINDINĖS SAUGOS NUORODOS

Šios saugos nuorodos yra ištrauka iš informacijos „Saugos ir bendrosios naudojimo nuorodos“, kurią rasite mūsų interneto svetainėje adresu < www.meyra.com >.

Neįgaliojo vežimėlis yra pritaikytas tik vienam sėdinčiam asmeniui važti.

☞ Kitos tempiamosios ir transportavimo apkrovos neatitinka paskirties.

Nekiškite pirštų į atvirus rėmo vamzdžius (pvz., nuėmę porankius, kojų atramas arba atraminius ritinėlius). – Pavojus susižaloti!

Pavojus prispausti judančiomis skersinio dalimis.

Varyti pėdomis (neįgaliojo vežimėlio varymas stumiant pėdomis) leidžiama tik riedant nedideliu greičiu, ant horizontalių, lygių paviršių viduje.

Varydami pėdomis atkreipkite dėmesį, kad pėdos gali būti prispaustos.

Taip važiuojant negalima sėdėti ant priekinio sėdynės trečdaliao.

Naudojantis neįgaliojo vežimėliu, net ir stovint vietoje, ir ypač važiuojant įkalnėmis / nuokalnėmis, reikia sėdėti saugioje padėtyje. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Saugi sėdėjimo padėtis užtikrinama tuomet, kai naudotojo nugara yra atremta į nugaros pagalvėlę, o dubuo priglundęs prie galinės sėdynės srities.

Pavojus susižaloti, pvz., kai netikėtai palietus stabdymo svirtį nubrozdinama oda.

Išlipti iš neįgaliojo vežimėlio stovint ant įkalnių / nuokalnių galima tik esant avariniam atvejui bei padedant lydinčiam asmeniui ir (arba) padėjėjui! – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Sėdynės polinkį reguliuokite tik tuomet, kai neįgaliojo vežimėlis stovi ant horizontalaus, lygaus paviršiaus. Įkalnėse kyla pavojus, kad pakryps!

Didesnis pavojus, kad pakryps, jei nugaros atlošas palenktas tam tikru kampu.

Prieš važiuodami įsitikinkite, kad nenustatėte neigiamą sėdynės posvyrio ir kad sėdynės posvyris užtikrina saugią sėdėjimo padėtį.

Važiuodami neįgaliojo vežimėliu neturėtumėte rūkyti.

Šviečiant tiesioginiams saulės spinduliams gali iki 41 °C įkaisti sėdynės užvalkalai / pagalvėlės, porankių pagalvėlės, kojų atramos ir rankenos. – Kyla pavojus susižaloti palietus neuždengtomis kūno vietomis! Neįgaliojo vežimėlis neįkai, jei jį pastatysite pavėsyje.

Kartu vežamiems daiktams specialių tvirtinimo vietų nenumatyta.

Lydintysis asmuo

Prieš padėdamas naudotis, lydintysis asmuo turi būti perspėtas apie visas galimas pavojingas situacijas. Reikia patikrinti, ar stipriai pritvirtintos Jūsų neįgaliojo vežimėlio konstrukcinės dalys, kurias valdys lydintysis asmuo.

Persėdimas iš neįgaliojo vežimėlio

Neįgaliojo vežimėliu privažiukite kuo arčiau tos vietos, ant kurios norite persėsti iš neįgaliojo vežimėlio.

- ☞ Apie tai taip pat skaitykite skaitykite sk. *Stabdys*, 9 psl. ir skaitykite sk. *Porankio užlenkimas į viršų*, 12 psl..
- ☞ Mes rekomenduojame iš neįgaliojo vežimėlio persėsti padedant padėjėjui.

Daiktų siekimas

Stenkitės per daug nelenkti viršutinės kūno dalies į priekį, į šoną arba atgal, ypač imdami arba padėdami sunkius daiktus. – Kyla pavojus, kad neįgaliojo vežimėlis persivers arba pakryps, ypač esant siauram sėdėjimo pločiui ir dideliam sėdėjimo aukščiui (naudojant sėdynės pagalvėlę)!

Nuokalnės, įkalnės arba pasviras važiavimo kelias

Esant tam tikram važiavimo kelio nuolydžiui, dėl sumažėjusio sukibimo su žeme ženkliai padidėja pavojus, kad neįgaliojo vežimėlis pakryps, ir sumažėja stabdymo bei vairavimo galimybės.

- ☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 23 psl..

Dėl Jūsų pačių saugumo rekomenduojame važiuojant daugiau nei 1 % nuokalne pasikviesti į pagalbą lydintįjį asmenį.

- ☞ Į šią nedidelę įkalnės vertę turėtų atsižvelgti asmenys, kurie negali pakeisti kūno padėties, atsižvelgdami net į šiek tiek pasikeičiantį svorio centrą.

Lydintysis asmuo turėtų atkreipti dėmesį, kad stumti neįgaliojo vežimėlj nuokalnėmis / įkalnėmis reikia daugiau jėgos nei lygiu keliu, ir kyla didesnis pavojus išslysti.

Važiuodami įkalnėmis, nuokalnėmis ir pasvirais važiavimo keliais niekada nesilenkite posvyrio kryptimi.

Stenkitės staiga nekeisti važiavimo pobūdžio (ypač tuomet, kai parinkti kritiniai važiavimo parametrai, pvz., aktyvius rato padėtį).

Niekada nevažiuokite greičiau nei žingsnio greičiu.

Važiuojant atgal kyla didesnis pavojus persiversiti.

Važiuojant posūkiiais ir apsisukant įkalnėse ir nuokalnėse kyla pavojus pakrypti.

Važiuojant nuokalnėmis važiavimo keliui perduodama stabdymo jėga yra ženkliai mažesnė nei važiuojant lygiu keliu ir ši jėga dar labiau sumažėja dėl prastos kokybės kelio (pvz., drėgmės, sniego, skaldos, nešvarumų). Stabdomieji ratai gali pradėti pavojingai slysti, todėl netikėto krypties pasikeitimo dėl slydimo būtina išvengti atsargiai ir tinkamai stabdant.

Nuokalnės apačioje stebėkite, kad pėdų plokštelės nelieštų žemės ir jų nepažeistumėte staiga stabdydami.

Važiuojant nuolaidžiais keliais (pvz., į šoną pakrypusiu pėsčiųjų taku) neįgaliojo vežimėlio ratai sukasi nuolydžio kryptimi. Vykstant poslinkiui į šoną, slydimo turi padėti išvengti lydintysis asmuo arba Jūs patys, pradėdami sukti priešinga kryptimi.

Kliūčių įveikimas

Pervažiavus laiptus reikia vėl įmontuoti atraminius ratukus, jei jie buvo išmontuoti, ir atgal atsukti nusuktus atraminius ratukus.

Rizikinga važiuoti per bet kokią kliūtį! Pavojus pakrypti kyla net ir važiuojant per plokščias kliūtis (pvz., slenksčius, kilimo kraštus, išsikišimus ir pan.).

Kliūčių įveikimas – tai labai pavojinga situacija, kurios metu reikia atkreipti dėmesį į saugos nuorodas, galiojančias važiuojant nuokalnėmis, įkalnėmis ir nuolydžiais keliais.

Dėl Jūsų pačių saugumo visas kliūtis turite pervažiuoti lydimi lydinčiojo asmens. Pakrypus neįgaliojo vežimėliui reikia visada paspausti koja spaudžiamą vamzdį.

Savarankiškai ir nesukeliant sau pavojaus galima per kliūtis (< 4 cm) pervažiuoti tik mokant saugiai valdyti neįgaliojo vežimėlį.

Prie mažesnių kliūčių, pvz., išsikišimų / kraštų, visada važiuokite lėtai ir stačiu kampu (90°), kol varantieji ratai beveik palies kliūtį. Trumpam sustabdykite neįgaliojo vežimėlį ir pervažiuokite per kliūtį.

Kliūtį visada pervažiuokite į priekį abiem priekiniais arba galiniais ratais, kad neįgaliojo vežimėlis nepakryptų į šoną.

Laikykites pakankamai didelio saugaus atstumo iki daubų, laiptų, šlaitų, krantų ir kt., kad liktų pakankamai vietos / kelio atkarpos manevruoti, stabdyti ir apsisukti.

Jei įmanoma, paprašykite vieno arba kelių padėjėjų Jus iškelti iš neįgaliojo vežimėlio ir nunešti į paskirties vietą.

Laiptais galima važiuoti tik lydint dviem padėjėjams, kurie žino pavojų keliančią situaciją ir gali stipriai valdyti neįgaliojo vežimėlį.

☞ Padėjėjai gali suimti tik už stūmimo rankenų ir šoninio rėmo, tačiau negali kelti už neįgaliojo vežimėlio.

Reikia nuimti primontuotus atraminius ratukus, nes tam tikromis aplinkybėmis jie gali sukelti pavojų padėjėjui.

Neįgaliojo vežimėlio pakrovimas

Neinkelkite neįgaliojo vežimėlio už kojų atramų, porankių ir priedų!

Prieš keliant reikia apsaugoti neįgaliojo vežimėlį nuo netikėto pariedėjimo!

☞ Apie tai skaitykite skaitykite sk. *Kojų atramų pasukimas į išorę*, 10 psl..

Pakraunant išmontuotas dalis reikia saugiai sudėti ir prieš važiuojant vėl kruopščiai pritvirtinti.

Neįgaliojo vežimėlio svoris sumažėja nuėmus nuimamąsias konstrukcines grupes.

Neįgaliojo vežimėlį galima pakrauti užvežant rampomis arba kėlimo platformomis.

☞ Apie tai skaitykite susijusioje naudojimo instrukcijoje ir atkreipkite dėmesį į rampos ar kėlimo platformos krovumą.

Transportavimas transporto priemonėse

Transportuojant išmontuotas dalis reikia jas saugiai sudėti ir prieš važiuojant vėl kruopščiai pritvirtinti.

Nuimtas dalis galima nešti paėmus už bet kurios vietos.

Kadangi transportuojant transporto priemonėmis vieta yra apribota, būtina imtis toliau nurodytų priemonių:

- Nuimkite kojų atramas.
- Nuimkite porankius.
- Užlenkite arba nuimkite nugaros atlošą.
- Nuimkite varančiuosius ratus.

Tuščio neįgaliojo vežimėlio apsauga transportuojant

Būtina vadovautis atitinkamos gabenimo paslaugas teikiančios įmonės potvarkiais ir instrukcijomis. – Šių nuorodų pasiteiraukite prieš transportuodami.

Neįgaliojo vežimėlį reikia padėti ir užfiksuoti taip, kad jis nekeltų pavojaus Jums ir kitiems.

Asmenų gabenimas transporto priemone

Ar Jūsų asmeninį neįgaliojo vežimėlį galima naudoti kaip sėdynę važiuojant transporto priemone, nurodyta skyriuje skaitykite sk. *Prie neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė*, 26 psl..

☞ Atkreipkite dėmesį į gaires < *Saugumas naudojant „Meyra“ neįgaliojo vežimėlius užtikrinamas ir pervežant transporto priemone* >! – Šį dokumentą ir kitą informaciją rasite skirtuke < *Information center* > (Informacijos centras), mūsų interneto svetainėje < *www.meyra.com* >.

Pervežimas viešuoju transportu

Jūsų neįgaliojo vežimėlis nepritaikytas vežti asmenis viešuoju transportu. Gali atsirasti tam tikrų apribojimų. Mes rekomenduojame naudoti viešajame transporte stabiliai įmontuotą sėdynę.

Jei vis dėlto nepavyktų išvengti sėdinčiojo neįgaliojo vežimėlyje gabenimo viešuoju transportu, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas nuorodas:

- Pastatykite transporto įmonės numatytoje statymo vietoje.
- Prieš pastatydami neįgaliojo vežimėlį, atkreipkite dėmesį į vežėjo pateiktas taisykles.
- Nurodytoje vietoje pastatykite savo neįgaliojo vežimėlį priešinga važiavimui kryptimi.
- Neįgaliojo vežimėlį reikia pastatyti taip, kad nugaros atlošas galėtų atsiremti į statymo vietos ribotuvą.

- Be to, viena neįgaliojo vežimėlio pusė turi papildomai priglusti prie kito statymo vietos ribotuvo, kad įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga prasidėjus stabdymo manevrui neįgaliojo vežimėlis neslystų.
- Papildomai aktyvinkite stovėjimo stabdį.

Važiavimas viešaisiais keliais

Atkreipkite dėmesį į Jūsų šalyje galiojančias važiavimo viešaisiais keliais taisykles ir prirėkus pasiteiraukite platintojo, kokius priedus reikia naudoti.

Jūsų neįgaliojo vežimėlyje gali būti papildomai įrengta apšvietimo įranga. Šią apšvietimo įrangą sudaro tokios dalys:

- Atšvaitai ant atlošo
- Atšvaitai ant varančiųjų ratų.

Esant prastam matomumui, ypač tamsoje, rekomenduojama primontuoti ir įjungti aktyviąją apšvietimo įrangą, nes tuomet Jūs patys geriau matysite ir būsite matomi.

☞ Važiuojant viešaisiais keliais už neįgaliojo vežimėlio tinkamą veikimą ir saugią būseną atsako naudotojas.

☞ Važiuojant viešaisiais keliais reikia vadovautis galiojančiomis kelių eismo taisyklėmis ir jų laikytis.

☞ Jei įmanoma, važiuodami tamsoje dėvėkite šviesius, aiškiai matomus drabužius, kad Jūs būtumėte geriau matomi.

☞ Važiuodami tamsoje stenkitės nesinaudoti greitkeliais ir dviračių takais.

☞ Atkreipkite dėmesį, kad drabužiai ar kiti prie neįgaliojo vežimėlio pritvirtinti daiktai neuždengtų apšvietimo įrangos.

☞ Turint fizinę negalią, pvz., akumą, Jūsų neįgaliojo vežimėlį turi valdyti lydintysis asmuo.

Valymas

Plastikinių dengiamųjų medžiagų negalima valyti nejoniniais tensidais bei tirpikliais, ypač alkoholiu.

Prie pagalvėlių ir užvalkalų dažniausia būna prirtvirtintos priežiūros nuorodos (priežiūros etiketės).

☞ Tai aprašyta skyriuje skaitykite sk. *Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė*, 25 psl..

Kitais atvejais laikykitės toliau pateikiamų nuorodų:

☞ Pagalvėles valykite šiltu vandeniu ir skalbimo rankomis priemone.

☞ Dėmes pašalinkite kempine arba minkštu šepetėliu.

☞ Smarkiai prilipusius nešvarumus išvalykite prekybos vietose įsigyjama neutralia plovimo priemone.

☞ Neplaukite šlapiuoju būdu! Neskalbkite skalbyklėje!

Nuvalykite švariu vandeniu ir palaukite, kol išdžius.

Važiuklę, apšvietimo įrangą ir ratus galima drėgnai nuvalyti švelnia valymo priemone. Paskui kruopščiai nusausinkite.

☞ Patikrinkite, ar važiuoklė nepažeista korozijos, ar nėra kitokių pažeidimų.

☞ Plastikines dalis valykite tik šiltu vandeniu ir neutraliu valikliu arba skystu muilu.

Daugiau informacijos apie valymą ir priežiūrą rasite paspaudę skirtuką < *Information center* > (Informacijos centras) mūsų interneto puslapyje:

< www.meyra.com >.

Dengiamasis sluoksniis

Paviršius apdirbtas aukštos kokybės medžiagomis, todėl užtikrinama optimali apsauga nuo korozijos.

☞ Jei dengiamasis sluoksniis būtų subraižytas ar pažeistas, šias vietas galite pataisyti iš platintojo įsigyjamu dažų pieštuku.

Judančias dalis sutepus nedideliu alyvos kiekiu jos ilgiau veiks tinkamai.

Dezinfekavimas

Jei vienu gaminiu naudojasi keli asmenys (pvz., globos namuose), prieš naudojant kitam asmeniui privaloma nuvalyti prekybos vietose įsigyjama dezinfekavimo priemone.

☞ Prieš pradėdant dezinfekuoti reikia nuvalyti pagalvėles ir rankenas.

☞ Apipurkšti arba nuvalyti galima patikrintomis ir patvirtintomis dezinfekavimo priemonėmis.

Informacijos apie patikrintas ir patvirtintas dezinfekavimo priemones bei metodus gali pateikti nacionalinė sveikatos priežiūros įstaiga.

☞ Tam tikromis aplinkybėmis naudojamos dezinfekavimo priemonės gali pakenkti paviršiams, todėl ilgo naudojimo konstrukcinių dalių tinkamo veikimo laikas bus apribotas.

☞ Reikia atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktas naudojimo nuorodas.

Remonto darbai

Remonto darbus leidžiama atlikti tik platintojui.

Remontas

Norėdami atlikti remonto darbus, galite pasitikėti vietoje dirbančiu platintoju ir kreiptis į jį. Jis yra instruktuos, kaip atlikti šiuos darbus.

Priežiūra

Jei Jums kiltų klausimų arba prireiktų pagalbos, kreipkitės į savo platintoją. Jis pakonsultuos, atliks priežiūros ir remonto darbus.

Atsarginės dalys

Atsarginių dalių galite įsigyti tik iš platintojo. Prireikus suremontuoti naudokite tik originalias atsargines dalis!

➤ Naudojant kitų gamintojų konstrukcines dalis gali atsirasti trikdžių.

Atsarginių dalių sąrašą su atitinkamais prekių numeriais ir brėžiniais turi platintojas.

Kad būtų pristatytos tinkamos atsarginės dalys, bet kuriuo atveju reikia nurodyti atitinkamą neįgaliojo vežimėlio serijos Nr. (SN)! Jis nurodytas identifikacinėje plokštelėje.

Platintojui atlikus bet kokį neįgaliojo vežimėlio pakeitimą / modifikaciją, jis privalo pridėti papildomą informaciją, pvz., neįgaliojo vežimėlio naudojimo instrukcijoje pateikti montavimo / valdymo nuorodas, bei nurodyti pakeitimo datą ir duomenis apie užsakytas atsargines dalis.


Taip vėliau užsakant atsargines dalis bus išvengta netinkamų dalių užsakymo.

Nuorodos, jei nenaudojama ilgesnį laiką

Ruošiantis nenaudoti ilgesnį laiką, nereikia imtis jokių specialių priemonių. Tačiau būtina laikytis laikymo temperatūros.

➤ Apie tai skaitykite skyriuje skaitykite sk. *Techniniai duomenys*, 23 psl..

UTILIZAVIMAS



Utilizuoti reikia pagal galiojančias atitinkamas įstatymų galios nuostatas.

Miesto / savivaldybės administracijoje pasiteiraukite apie vietoje veikiančias utilizavimo įmones.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei neįgaliojo vežimėlio priežiūros ir techninės priežiūros darbai atliekami netinkamai arba neatliekami.

Techninės priežiūros darbai

Toliau pateiktas techninės priežiūros planas – tai techninės priežiūros darbų atlikimo gairės.

➤ Techninės priežiūros plane pateikti ne visi darbai, kuriuos būtina atlikti naudojant neįgaliojo vežimėlį.

Techninės priežiūros planas		
KADA	KAS	PASTABA
Prieš pradėdant važiuoti	Bendroji informacija Patikrinti, ar tinkamai veikia.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją.
Prieš pradėdant važiuoti	Tikrinimas, ar tinkamai veikia stabdžių sistema Iki galo paspauskite stabdžių svirtį.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją. Stumiant stabdomieji ratai negali sukstis. Jei jie sukasi, kreipkitės į įgaliotas specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų.
Prieš pradėdant važiuoti	Spaudžiamojo stabdžio nusidėvėjimo tikrinimas Pastumkite stabdymo svirtį į šoną.	Atliekama savarankiškai arba tai atlieka padėjėjas. Didėjant stabdymo svirties laisvumui, nedelsdami kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!
Prieš pradėdant važiuoti (jei yra)	Oro slėgio padangose tikrinimas Padangų pripildymo slėgis:  Žr. skaitykite sk. <i>Padangų pripildymo slėgis naudojant pneumatines padangas</i> , 24 psl..	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją. Tam naudokite rankinį manometrą.
Prieš pradėdant važiuoti	Padangų profilio tikrinimas	Patikra apžiūrint atliekama savarankiškai. Nusidėvėjus padangos profiliui arba pastebėjus padangos pažeidimą būtina kreiptis į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų.
Prieš pradėdant važiuoti	Tikrinimas, ar nepažeisti nugaros srities vamzdžiai ir rėmo vamzdžiai	Tikrinama savarankiškai arba tai atlieka padėjėjas. Atsiradus deformacijai arba įtrūkimų virintinių siūlių srityje, nedelsdami kreipkitės į specializuotas dirbtuves, kad suremontuotų. – Gali įvykti nelaimingas atsitikimas!

Techninės priežiūros planas		
KADA	KAS	PASTABA
Ypač prieš važiuojant tamsoje (jei yra)	Apšvietimo tikrinimas Patikrinkite, ar tinkamai veikia apšvietimo ir signalų sistema bei atšvaitai.	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją.
Kas 8 savaites (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)	Ant toliau nurodytų konstrukcinių dalių užlašinkite kelis lašus alyvos – Judančios fiksatoriaus dalys. – Stabdymo svirties guoliai.	Atliekama savarankiškai arba pasikvietus į pagalbą padėjėją. Prieš sutepant alyva nuo konstrukcinių dalių reikia nuvalyti senos alyvos likučius. Atkreipkite dėmesį, kad alyvos perteklius nepatektų į aplinką (pvz., ant Jūsų drabužių).
Kas 8 savaites (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)	Tikrinimas, ar visos srieginės jungtys stipriai priveržtos	Tikrinama savarankiškai arba pasikvietus padėjėją.
Kas 6 mėnesius (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)	Patikrinkite – švarumą, – bendrąją būklę.	Žr. „Priežiūra“. Žr. „Remontas“.
Gamintojo rekomendacija: Kas 12 mėnesių (atsižvelgiant į naudojimo intensyvumą)	Saugos patikra – Neįgaliojo vežimėlis.	Atlieka platintojas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Visi skyriuje < *Techniniai duomenys* > pateikti duomenys yra susiję su standartine konstrukcija.

Bendrasis ilgis priklauso nuo varančiųjų ratų padėties ir dydžio.

Jei nenurodyta kitaip, matmenys buvo skaičiuojami naudojant 610 mm (24") \varnothing varančiuosius ratus.

Plotis skaičiuojamas esant 15 mm atstumui iki stumiamojo ratlankio.

Matmens paklaida ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Neįgaliojo vežimėlio matmenų santrumpos:

SA = sėdėjimo aukštis

SP = sėdėjimo plotis

SG = sėdėjimo gylis

AA = atlošo aukštis

Maks. naudotojo svorio apskaičiavimas:

Leistinas bendras svoris apskaičiuojamas sudedant neįgaliojo vežimėlio tuščiąjį svorį ir didžiausią leistiną naudotojo (asmens) svorį.

Maks. leistiną naudotojo svorį sumažina papildomas vėliau primontuotų dalių arba bagažo svoris.

Pavyzdys:

Vairuotojas nori kartu vežtis 5 kg sveriantį bagažą. Tuomet maks. naudotojo svoris sumažėja 5 kg.

Padangų pripildymo slėgis naudojant pneumatines padangas

Didžiausias galimas padangos pripildymo slėgis nurodytas ant atitinkamos padangos.

Vairuojamojo rato padangos pripildymo slėgis

Standartas:

2,5–3,5 bar = 36–50 psi

Varančiojo rato padangos pripildymo slėgis

Standartas:

3,0–4,0 bar = 44–58 psi

Labai mažo pasipriešinimo važiuojant padangos:

6 bar = 87 psi

Aukštas slėgis:

8 bar = 116 psi

Taikyti standartai

Neįgaliojo vežimėlis atitinka naujausią standartų leidimą:

- EN 12183
- ISO 7176-8

– ISO 7176-19

- Saugumo bandymas, kurio metu neįgaliojo vežimėlis buvo pritvirtintas transporto priemonės saugos diržų sistema, buvo įvertintas pagal D priede nurodytus patikros metodus.

Mūsų naudojamų konstrukcinių grupių ir komponentų atsparumas degimui atitinka EN 1021-2 standarto reikalavimus.

Modelio „1.750 Eurochair“ duomenys pagal ISO standartą

	min.	maks.
Bendras ilgis su kojų atrama	1000 mm	1080 mm
Bendras plotis (didesnio nei 700 mm pločio neįgaliojo vežimėlis nepritaikytas transportuoti traukiniu)	560 mm	740 mm
Bendra masė	– kg	148 kg
Naudotojo masė (su apkrova)	– kg	130 kg
Sunkiausios dalies masė	8 kg	9 kg
Esamas sėdėjimo gylis	400 mm	460 mm
Esamas sėdėjimo plotis	380 mm	530 mm
Ilgis sulanksčius	1000 mm	1040 mm
Plotis sulanksčius	280 mm	310 mm
Aukštis sulanksčius	900 mm	960 mm
Sėdimosios pločio aukštis ties priekiniu kraštu (be sėdynės pagalvėlės)	430 mm	520 mm
Sėdėjimo kampas	0°	4°
Nugaros atlošo kampas	90°	100°
Nugaros juostos aukštis	400 mm	420 mm
Pakojis iki sėdynės (blauzdos ilgis)	350 mm	520 mm
Statinis stabilumas važiuojant nuokalne	–°	6°

Modelio „1.750 Eurochair“ duomenys pagal ISO standartą

	min.	maks.
Statinis stabilumas važiuojant įkalne	–°	6°
Statinis stabilumas šonine kryptimi	–°	6°
Dinaminis stabilumas važiuojant įkalne	–°	–°
Kampas ties kojų atrama ir sėdimuoju paviršiumi	111°	111°
Porankio aukštis nuo sėdimosios paviršiaus	230 mm	310 mm
Nugaros atlošas iki porankio priekinio krašto	280 mm	340 mm
Stumiamojo ratlankio skersmuo	485 mm	540 mm
Ašies horizontalioji padėtis	0 mm	45 mm
Kliūčių įveikimas	0 mm	100 mm
Mažiausias posūkio spindulys (normatyvinė rekomendacija pagal ISO – 1000 mm)	1150 mm	– mm
Pasukimo sritis	– mm	1300 mm
Bandomosios grupės svoris (ISO 7176-8)	– kg	130 kg

Kiti modelio „1.750 Eurochair“ techniniai duomenys

	min.	maks.
Ilgis be kojų atramos	690 mm	730 mm
Bendras aukštis	900 mm	960 mm
Sėdynės pagalvėlės storis	30 mm	60 mm
Ilgis be kojų atramos, varantieji ratai (Atraminiai ratukai nuimti arba pasukti po sėdyne)	610 mm	640 mm
Apkrova	– kg	10 kg
Tuščiasis svoris	15 kg	18 kg

Kiti modelio „1.750 Eurochair“ techniniai duomenys

	min.	maks.
Transportuojamas svoris (be kojų atramų, porankių, pagalvėlių, varančiųjų ratų)	8 kg	9 kg
Sėdynės pagalvėlės svoris	0,9 kg	– kg
Kojų atramų svoris (1 vienetą)	0,95 kg	– kg
Šoninių dalių svoris (1 vienetą)	0,9 kg	– kg
Varančiųjų ratų svoris (1 vienetą)	1,9 kg	– kg
<u>Vairuojamasis ratas</u>		
∅ 125 mm (5")	Ištisinė guminė juosta	
∅ 150 mm (6")	PU	
∅ 175 mm (7")	PU	
<u>Varantysis ratas</u>		
∅ 559 mm (22 x 1 3/8")	PU	
∅ 610 mm (24 x 1 3/8")	PU	
<u>Klimatiniai duomenys</u>		
Aplinkos temperatūra	nuo –20 °C iki +50 °C	
Laikymo temperatūra	nuo –30 °C iki +60 °C	

Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė

(simboliai atitinka Europos standartą)



Švelnaus skalbimo ciklas. Aukščiausia skalbimo temperatūra nurodyta °C



Normalaus skalbimo ciklas. Aukščiausia skalbimo temperatūra nurodyta °C



Skalbti rankomis

Plovimo instrukcijose vaizduojamų simbolių reikšmė

(simboliai atitinka Europos standartą)



Nebalinti



Negalima džiovinti džiovyklėje



Nelyginti



Nevalyti cheminiu būdu

Identifikacinėje plokštelėje pateiktų simbolių reikšmė



Gamintojas



Užsakymo numeris



Serijos numeris




Pagaminimo data



Leist. naudotojo svoris



Leist. bendras svoris



Leist. ašių apkrova



Leist. įkalnė



Leist. nuokalnė

max. ... km/h

Leist. didžiausias greitis



Gaminį galima naudoti kaip sėdynę transporto priemonėje.




Maks. leist. naudotojo svoris, jei gaminį leidžiama naudoti kaip sėdynę transporto priemonėje.




Gaminio **negalima** naudoti kaip sėdynės transporto priemonėje.

Prie neįgaliojo vežimėlio priklijuotų lipdukų reikšmė




Dėmesio!

Perskaitykite naudojimo instrukciją ir pridėtus dokumentus.



Nekelkite neįgaliojo vežimėlio už porankių arba kojų atramos.

Negalima nešti už nuiamųjų dalių.



Dėmesio

Didesnis pavojus pakrypti važiuojant įkalnėmis / nuokalnėmis, ypač esant trumpesnei ratų bazei.



Gaminio **negalima** naudoti kaip sėdynės transporto priemonėje.



Nuoroda dėl pavojaus prispausti. – Nekiškite rankų.

Identifikacinėje plokštelėje pateiktų simbolių reikšmė

MD

Medicinos produktas

ATSAKOMYBĖ UŽ TRŪKUMUS / GARANTIJA

Nesilaikant naudojimo instrukcijos, netinkamai atliekant techninės priežiūros darbus bei be mūsų sutikimo atlikus techninių pakeitimų ir patobulinimų (primontavus dalis) netenkama teisės teikti pretenzijas dėl atsakomybės už gaminio trūkumus bei reikalauti garantijos suteikimo.

Nacionalinės pretenzijų dėl atsakomybės už trūkumus arba garantijos suteikimo sąlygos tarp Jūsų ir Jūsų platintojo gali skirtis nuo šiame skyriuje nurodytų sąlygų.

Remdamiesi mūsų Bendrosiomis sandorių sudarymo sąlygomis mes prisiimame atsakomybę už šio gaminio trūkumus ir prireikus suteikiame nurodytą bei sutartą garantiją. Norėdami pateikti pretenzijų dėl atsakomybės už trūkumus arba garantijos suteikimo, kreipkitės į savo platintoją ir pateikite jam šį ATSAKOMYBĖS UŽ TRŪKUMUS / GARANTIJOS SUTEIKIMO SKIRSNĮ bei nurodykite reikiamus duomenis – modelio pavadinimą, važtaraščio Nr., pristatymo datą ir serijos numerį (SN).

Serijos numeris (SN) nurodytas identifikacinėje plokštelėje.

Kad atsakomybės už gaminio trūkumus arba garantijos suteikimo pretenzijos būtų priimtos, bet kuriuo atveju gaminys turėjo būti naudojamas pagal paskirtį, platintojas turėjo naudoti originalias atsargines dalis bei turėjo būti reguliariai atliekama techninė priežiūra ir patikra.

Garantija nesuteikiama paviršiaus pažeidimams, ratų padangoms, pažeidimams dėl atsilaisvinusių varžtų ar veržlių bei dažnai atliekant montavimo darbus nusidėvėjusioms tvirtinimo angoms.

Ši naudojimo instrukcija yra gaminio sudedamoji dalis, todėl ją reikia perduoti kitam naudotojui arba savininkui.

Norėdami įvertinti mūsų gaminius, tai galite padaryti mūsų < Information center > (Informacijos centro) srityje < Priežiūra po pateikimo rinkai >, apsilankę mūsų interneto svetainėje < www.meyra.com >.

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus, siekdami patobulinti gaminius.



Šis gaminys atitinka Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.

PATIKROS PATVIRTINIMAS

Neįgaliojo vežimėlio duomenys:

Modelis:

Važtaraščio Nr.:

Serijos Nr. (SN):

Rekomenduojama saugos patikra po 1 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 2 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 3 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 4 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Rekomenduojama saugos patikra po 5 metų (vėliausiai po 12 mėnesių)

Platintojo spaudas:

Parašas: _____

Vieta, data: _____

Kita saugos patikra po 12 mėnesių

Data: _____

Atsakomybės už trūkumus / garantijos skirsnis

Užpildykite! Jei reikia, nukopijuokite ir nusiųskite kopiją savo platintojui.

Atsakomybė už trūkumus / garantija

Modelio pavadinimas:

Važtaraščio Nr.:

SN (žr. identifikacinę plokštelę):

Pristatymo data:

Platintojo spaudas:

Patikros patvirtinimas norint perduoti

Neįgaliojo vežimėlio duomenys:

Serijos Nr. (SN):

Modelis:

Važtaraščio Nr.:








Platintojo spaudas:




Parašas: _____






Vieta, data: _____






Kita saugos patikra po 12 mėnesių



Data: _____











Jūsų platintojas

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf

VOKIETIJA



Tel. +49 5733 922 - 311

Faks. +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
